

E 106/2

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc.



- Ausgestattet mit 13 großen Federhaken á 175 mm Höhe
- Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 85 mm

EAN: 4002511115699 / Materialnummer: 03808330 / Alte Materialnummer: 69510603D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	420
Außenmaß, Nettobreite in mm	180
Außenmaß, Nettotiefe in mm	186
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	430
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,69
Bruttogewicht in kg	0,75