


E 111

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 600 bis 1.000 ml.

EAN: 4002511115743 / Materialnummer: 03808420 / Alte Materialnummer: 69511101D



- Geeignet für 8 Bechergläser von 600 – 1000 ml
- Ausgestattet mit 8 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar im Unterkorb

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Bechergläser [Anzahl]	8
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	205
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	0,96
Bruttogewicht in kg	1,10