

E 128

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 71 x 71 mm.



- 24 Fächer, Flächenmaß: 71 x 71 mm (Flasche), 46 x 46 mm (Hals)

EAN: 4002511115859 / Materialnummer: 03808540 / Alte Materialnummer: 69512801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	24
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	103
Außenmaß, Nettobreite in mm	445
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	475
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	1,49
Bruttogewicht in kg	1,95