

E 129

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 84 x 84 mm.



- 20 Fächer, Flächenmaß: 84 x 84 mm (Flasche), 46 x 46 mm (Hals)

EAN: 4002511115866 / Materialnummer: 03808550 / Alte Materialnummer: 69512901D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	20
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	113
Außenmaß, Nettobreite in mm	445
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	480
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	130
Nettogewicht in kg	1,41
Bruttogewicht in kg	1,78