

E 149

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 80 Reagenzgläsern, 16 x 105 mm.

EAN: 4002511116016 / Materialnummer: 03808800 / Alte Materialnummer: 69514901D



- Geeignet für 80 Reagenzgläser bis 16 x 105 mm
- Zusätzlich ausgestattet mit einem Deckel
- 80 Fächer á 18 mm x 18 mm
- Maschenweite Boden 8 x 8 mm

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	80
Fächerbreite in mm	18
Fächerlänge in mm	18
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	80
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	152
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	200
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	1,03
Bruttogewicht in kg	1,59