

E 329

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Enghalsgläsern.



- Ausgestattet mit 39 Injektordüsen

EAN: 4002511116108 / Materialnummer: 03809340 / Alte Materialnummer: 69532901D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für Enghalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	39
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	545
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	5,50
Bruttogewicht in kg	6,20
Beipack	
ID 90, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 90 mm [Anzahl]	4
ID 110, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	5
ID 140, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 140 mm [Anzahl]	5
ID 160, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	5
ID 180, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 180 mm [Anzahl]	5
ID 200, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 200 mm [Anzahl]	5
ID 220, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 220 mm [Anzahl]	5
ID 220, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 240 mm [Anzahl]	5
Ausspüldüse für Pulverdosiervorrichtung [Anzahl]	1