

E 331

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Butyrometern.



- Ausgestattet mit 39 Injektordüsen

EAN: 4002511116115 / Materialnummer: 03809350 / Alte Materialnummer: 69533101D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Sonstige Wagen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Kapazität	
Butyrometer [Anzahl]	39
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	500
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	5,20
Bruttogewicht in kg	7,10
Beipack	
SD-B Injektordüse für Butyrometer [Anzahl]	39
Ausspüldüse für Pulverdosiervorrichtung [Anzahl]	1