

E 352

Injektordüse

zur optimalen Reinigung des Spülguts.



- Geeignet für den Einsatz in einem Injektorwagen
- Kombinierbar mit der Arretierung E 354
- Ø 6 x 220 mm, schraubbar

EAN: 4002511117082 / Materialnummer: 03809510 / Alte Materialnummer: 69735201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	220
Außenmaß, Nettobreite in mm	10
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	20
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	30
Durchmesser in mm	6
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03