

E 353

Arretierung

höhenverstellbar, zur optimalen Positionierung des Laborglases auf der Düse.



- Geeignet für die Injektordüse E 351
- Höhenverstellbare Arretierung
- Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben

EAN: 4002511117099 / Materialnummer: 03809530 / Alte Materialnummer: 69735301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	100
Außenmaß, Nettobreite in mm	45
Außenmaß, Nettotiefe in mm	160
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,04