

E 354

Arretierung

höhenverstellbar, zur optimalen Positionierung des Laborglases auf der Düse.



- Geeignet für die Injektordüse E 352
- Höhenverstellbare Arretierung
- Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben

EAN: 4002511117105 / Materialnummer: 03809540 / Alte Materialnummer: 69735401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Weiß
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	150
Außenmaß, Nettobreite in mm	70
Außenmaß, Nettotiefe in mm	70
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,06