

E 362

Blindschraube

zum Verschließen von Verschraubungen an Beladungsträgern.



- Gewinde M 8 x 1

EAN: 4002511117136 / Materialnummer: 03809630 / Alte Materialnummer: 69736201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•

E 362

Blindschraube

zum Verschließen von Verschraubungen an Beladungsträgern.

EAN: 4002511117136 / Materialnummer: 03809630 / Alte Materialnummer: 69736201D



Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	14
Außenmaß, Nettobreite in mm	10
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Durchmesser in mm	10
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01