

E 362

Blindschraube

zum Verschließen von Verschraubungen an Beladungsträgern.



- Gewinde M 8 x 1

EAN: 4002511117136 / Materialnummer: 03809630 / Alte Materialnummer: 69736201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	14
Außenmaß, Nettobreite in mm	10
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Durchmesser in mm	10
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01