

E 380  
Wagen  
zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas.



- Ausgestattet mit 32 Düsen und Arretierungen
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Haltevorrichtung für ML/2 zur automatischen Wagenerkennung

EAN: 4002511116467 / Materialnummer: 03809880 / Alte Materialnummer: 69538001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung	•
Wagen für Enghalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	32
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	545
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	7,90
Bruttogewicht in kg	8,60
<b>Beipack</b>	
E 351 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	14
E 352 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 220 mm [Anzahl]	18
E 353 Arretierung für Injektordüse E 351 [Anzahl]	14
E 354 Arretierung für Injektordüse E 352 [Anzahl]	18
Ausspüldüse für Pulverdosiervorrichtung [Anzahl]	1