

E 408

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 96 Pipetten.



- Geeignet für 96 Pipetten bis 450 mm
- Flächengröße 16 x 16 mm
- Komplet mit Halterahmen in 150 mm Höhe
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung

EAN: 4002511116689 / Materialnummer: 03810130 / Alte Materialnummer: 69540801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung	•
Wagen für Pipetten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Kapazität</b>	
Pipetten [Anzahl]	96
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	5,50
Bruttogewicht in kg	7,10