

UTS

Utensilienkasten

zur idealen Reinigung von Kleinteilen.



- Ausgestattet mit einem Deckel
- 3 Fächer mit einer Größe von ?? x ??

EAN: 4002511117143 / Materialnummer: 03810260 / Alte Materialnummer: 69741001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	3
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	93
Außenmaß, Nettobreite in mm	102
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	110
Außenmaß, Bruttobreite in mm	400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	605
Nettogewicht in kg	0,75
Bruttogewicht in kg	1,00