

ID 90

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 3 mm, Länge 90 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN: 4002511116962 / Materialnummer: 03810320 / Alte Materialnummer: 69709001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	32
Außenmaß, Nettobreite in mm	32
Außenmaß, Nettotiefe in mm	90
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	32
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Durchmesser in mm	3
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01