

ID 140

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 4 mm, Länge 140 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN: 4002511116986 / Materialnummer: 03810340 / Alte Materialnummer: 69714001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	55
Außenmaß, Nettotiefe in mm	140
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	145
Durchmesser in mm	4
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02