


ID 240

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 6 mm, Länge 240 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN: 4002511117037 / Materialnummer: 03810400 / Alte Materialnummer: 69724001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	55
Außenmaß, Nettotiefe in mm	240
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Durchmesser in mm	6
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,04