


## ID 240

### Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 6 mm, Länge 240 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN: 4002511117037 / Materialnummer: 03810400 / Alte Materialnummer: 69724001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	55
Außenmaß, Nettotiefe in mm	240
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Durchmesser in mm	6
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,04