

E 137

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 56 Petrihalbschalen.



- Geeignet für 56 Petrihalbschalen mit Ø 100 mm
- Ausgestattet mit 56 Halterungen á 70 mm Höhe, Abstand ca. 26 mm
- Einsetzbar im Unterkorb
- Aufsetzbar auf Einsatz E 136

EAN: 4002511115958 / Materialnummer: 03830290 / Alte Materialnummer: 69513701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Petrihalbschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	26
Strebenhöhe in mm	70
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Petrihalbschalen [Anzahl]	56
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	485
Außenmaß, Nettobreite in mm	445
Außenmaß, Nettotiefe in mm	95
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	580
Nettogewicht in kg	2,02
Bruttogewicht in kg	3,45