

E 143

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- 1 mm Drahtgeflecht, 5 mm Maschenweite, 5 mm Umlaufrahmen
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen

EAN: 4002511115989 / Materialnummer: 03830310 / Alte Materialnummer: 69514301D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	255
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	285

E 143

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diverse Instrumentarium.

EAN: 4002511115989 / Materialnummer: 03830310 / Alte Materialnummer: 69514301D

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

260

Nettogewicht in kg

0,49

Bruttogewicht in kg

0,70

