

AK 12  
Einsatz  
zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- geeignet für z. B.  
Muttermilchpumpen, Bechergläser  
& Trichter

EAN: 4002511115620 / Materialnummer: 03830510 / Alte Materialnummer: 69501201D

## Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•

## Gerätezugehörigkeit

PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•

## Produktkategorie

Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•

## Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•

## Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

## Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0

## Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	122
Außenmaß, Nettobreite in mm	224
Außenmaß, Nettotiefe in mm	434
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	123
Außenmaß, Bruttobreite in mm	315
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,74
Bruttogewicht in kg	1,06