

AK 12  
Einsatz  
zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- geeignet für z. B. Muttermilchpumpen, Bechergläser & Trichter

EAN: 4002511115620 / Materialnummer: 03830510 / Alte Materialnummer: 69501201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	122
Außenmaß, Nettobreite in mm	224
Außenmaß, Nettotiefe in mm	434
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	123
Außenmaß, Bruttobreite in mm	315
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,74
Bruttogewicht in kg	1,06