

E 416

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula.

EAN: 4002511803824 / Materialnummer: 03888650 / Alte Materialnummer: 69541601D



- Geeignet für die Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula
- 7 Halterungen im Abstand von 40 mm
- Einsetzbar in Ober- (nur mit einteiligen Spekula) und Unterkorb

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Gynäkologie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
GYN-Spekula [Anzahl]	6
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	157
Außenmaß, Nettobreite in mm	178
Außenmaß, Nettotiefe in mm	279
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	365
Nettogewicht in kg	0,69
Bruttogewicht in kg	0,97