

MT

Transportwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.

EAN: 4002511820005 / Materialnummer: 03893140 / Alte Materialnummer: 69200102D



- Zum Lagern und Transportieren von Körben und Einsätzen
- Aufgeteilt in 4 Ebenen, die um 102,5 mm verstellbar sind
- Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen
- Bestückungsmaße 549 x 599 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1985
Außenmaß, Nettobreite in mm	662
Außenmaß, Nettotiefe in mm	616
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	2030
Außenmaß, Bruttobreite in mm	680
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	680
Nettogewicht in kg	23,00
Bruttogewicht in kg	29,00