


A 14  
Deckel  
zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Deckel aus Edelstahl
- 7 x 7 mm Ausstanzung, 3 mm Steg
- Für Einsatz AK 12

EAN: 4002511860995 / Materialnummer: 03981970 / Alte Materialnummer: 69745002D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Produktkategorie</b>	
Deckel	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	210
Außenmaß, Nettotiefe in mm	210
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	30
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,29