


A 16

Deckel

zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- 1 mm Drahtgeflecht, 5 mm Maschenweite, 4 mm Umlaufrahmen

EAN: 4002511860971 / Materialnummer: 03981990 / Alte Materialnummer: 69745004D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Produktkategorie

Deckel	•
--------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	19
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	215
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	40
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	255
Nettogewicht in kg	0,15
Bruttogewicht in kg	0,30