


E 456

Öffnungsfeder

zur idealen Fixierung des geöffneten Zustands von MIC-Instrumentarium.



EAN: 4002511908536 / Materialnummer: 04203960 / Alte Materialnummer: 69745601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Halterung	•
Sonstiges Zubehör	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	76
Außenmaß, Nettobreite in mm	2
Außenmaß, Nettotiefe in mm	144
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01