

E 800

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 3 Sieb- oder Nierenschalen.



- Ausgestattet mit 4 Halterungen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002512087773 / Materialnummer: 04637720 / Alte Materialnummer: 69580001D

| | |
|---|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7831 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für Siebschale | • |
| Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Nierenschalen | • |
| Kapazität | |
| Nierenschalen [Anzahl] | 3 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 165 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 140 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 290 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 190 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 195 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 430 |
| Nettogewicht in kg | 0,29 |
| Bruttogewicht in kg | 0,49 |