

E 147/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 10-12 Mundspügläsern.



- Geeignet für 10 – 12 Mundspügläser, max. Ø 80 mm
- Rilsaniert

EAN: 4002512122313 / Materialnummer: 04746620 / Alte Materialnummer: 68514703D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
<b>Kapazität</b>	
Mundspügläser [Anzahl]	12
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	455
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	510
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	1,29
Bruttogewicht in kg	1,59