

E 941

Wagen

zur Aufnahme von Modulen auf 2 Ebenen.



- Je nach Größe des Spülgutes geeignet für bis zu 2 Module je Ebene
- Kopplung der Wagen zu Zuführung von Wasser und Trocknungsluft
- Die Bestückungsmaße der beiden Ebenen unterscheiden sich

EAN: 4002512273411 / Materialnummer: 04812530 / Alte Materialnummer: 69594101D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Orthopädie-Instrumentarium	•
Sonstige Wagen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	421
Außenmaß, Nettobreite in mm	619
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	16,30
Bruttogewicht in kg	26,00
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1