

E 460

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diverssem MIC-Instrumentarium.



- Geeignet für starre Optiken unterschiedlicher Länge
- Maschenweite Boden 8 x 1 mm, Seiten/Deckel 7 x 7 x 3 mm
- Ausgestattet mit 3 Halterungen zur Aufnahme von 2 starren Optiken

EAN: 4002512183383 / Materialnummer: 04861390 / Alte Materialnummer: 69546001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	53
Außenmaß, Nettobreite in mm	100
Außenmaß, Nettotiefe in mm	430
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	0,71
Bruttogewicht in kg	0,94