

E 930

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 36 OP-Schuhen bis Größe 44.



- Geeignet für den Wagen E 975/2 in der unteren Ebene
- Ausgestattet mit 36 Halterungen, Höhe 280 mm

EAN: 4002512257145 / Materialnummer: 05001360 / Alte Materialnummer: 69593001D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	36
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	289
Außenmaß, Nettobreite in mm	586
Außenmaß, Nettotiefe in mm	752
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	350
Außenmaß, Bruttobreite in mm	770
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1000
Nettogewicht in kg	3,65
Bruttogewicht in kg	5,70