

E 467

Spülhülse

für MIC-Instrumente/Klippzangen, Länge 205 mm, Ø 11 mm.



EAN: 4002512274340 / Materialnummer: 05039640 /

Alte Materialnummer: 69546701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Spülhülse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	205
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	180
Durchmesser in mm	11
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02