

E 484
Einsatz
zur Aufnahme diverser Utensilien.



- Drahtgeflecht 1,4 mm, Maschenweite 8 mm
- Ausrüstbar mit Halterungen: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Materialnummer: 05109190 / Alte Materialnummer: 69548401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	16
Schüsseln [Anzahl]	4
Nierenschalen [Anzahl]	9
Atmenschutzmasken [Anzahl]	9
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	150
Außenmaß, Nettobreite in mm	470
Außenmaß, Nettotiefe in mm	480
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	560
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540

E 484
Einsatz
zur Aufnahme diverser Utensilien.

EAN: 4002512398718 / Materialnummer: 05109190 / Alte Materialnummer: 69548401D

Nettogewicht in kg	2,97
Bruttogewicht in kg	3,78

