


E 485  
 Halterung  
 zur optimalen Aufnahme von 3 Nierenschalen.



- Die Halterung passt mehrfach in den Einsatz E 484

EAN: 4002512398725 / Materialnummer: 05109210 / Alte Materialnummer: 69548501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	195
Außenmaß, Nettobreite in mm	80
Außenmaß, Nettotiefe in mm	464
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	280
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,41
Bruttogewicht in kg	0,56