


E 487

Halterung

zur optimalen Aufnahme von 4 OP-Schuhen bis zu einer Höhe von 280 mm.



- Die Halterung passt mehrfach in den Einsatz E 484

EAN: 4002512398749 / Materialnummer: 05109250 / Alte Materialnummer: 69548701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Kapazität</b>	
OP-Schuhe [Anzahl]	4
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	280
Außenmaß, Nettobreite in mm	464
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	470
Außenmaß, Bruttobreite in mm	470
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	25
Nettogewicht in kg	0,37
Bruttogewicht in kg	0,52