

AUF 1

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten im Oberkorb O 177/1.



- Bestehend aus: Dichtung, Gewindebuchse, Klammer
- Aufnahme-Unterteil, Aufnahme-Oberteil, 5 Filterplatten

EAN: 4002512427517 / Materialnummer: 05159510 / Alte Materialnummer: 68551101D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Nettogewicht in kg	0,90
Bruttogewicht in kg	1,84
<b>Beipack</b>	
FP Filterplatte	•