

ADS 2

Silikonadapter

zur Aufnahme von Übertragungsinstrumenten bei Nutzung von AUF 1 oder AUF 2.



- Für Hand- und Winkelstücke/
Turbinen mit Ø ca. 16 mm
- Grün

EAN: 4002512427555 / Materialnummer: 05159540 / Alte Materialnummer: 68751401D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Produkteigenschaften	
Material	Silikon
Farbe	Grün
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	21
Außenmaß, Nettobreite in mm	32
Außenmaß, Nettotiefe in mm	32
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Durchmesser in mm	33
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01