


E 475
Haltesteg
zur Stabilisierung von Spülhülsen.



- Geeignet für MIC-Einsätze

EAN: 4002512401234 / Materialnummer: 05226040 / Alte Materialnummer: 69747501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Halterung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	110
Außenmaß, Nettobreite in mm	155
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	110
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,22