

E 984

Einsatz

zur Aufnahme unterschiedlichster Utensilien.



- Mit verschiedenen Halterungen ausrüstbar

EAN: 4002512431323 / Materialnummer: 05337750 / Alte Materialnummer: 69598401D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	371
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	572
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	390
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	590
Nettogewicht in kg	2,95
Bruttogewicht in kg	3,30