

E 986

Halterung

zur optimalen Aufnahme von 5 Schüsseln.



- Zur Verwendung in Einsatz E 984

EAN: 4002512431347 / Materialnummer: 05337770 / Alte Materialnummer: 69598601D

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                              |           |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                               |           |
| PG 8527                                                  | •         |
| PG 8528                                                  | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                                  |           |
| Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln                      | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                              |           |
| Material                                                 | Edelstahl |
| Farbe                                                    | Edelstahl |
| <b>Anwendungsbereich</b>                                 |           |
| Aufbereitung von Schüsseln                               | •         |
| <b>Kapazität</b>                                         |           |
| Schüsseln [Anzahl]                                       | 1         |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                         |           |
| Phasenanzahl                                             | 0         |
| Spannung in V                                            | 0         |
| Frequenz in Hz                                           | 0         |
| Gesamtanschluss in kW                                    | 0,00      |
| Absicherung in A                                         | 0         |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                  |           |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                | 0         |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                              | 0         |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                               | 0         |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                               | 25        |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                             | 330       |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                              | 435       |
| Nettogewicht in kg                                       | 0,19      |
| Bruttogewicht in kg                                      | 0,36      |