


E 989

Universalhalterung

für z. B. 8 Einlegesolen für OP-Schuhe.



- Zur Verwendung in Einsatz E 984

EAN: 4002512431828 / Materialnummer: 05376740 / Alte Materialnummer: 69598901D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8528	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
Sohlen [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	330
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	415
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,26