


O 500

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Euro-Leiterplatten.



- Geeignet für die Aufnahme von 37 Euro-Leiterplatten
- Ausgestattet mit 40 Halterungen á 70 mm mm Höhe
- Bestückungshöhe: 180 mm mm
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN: 4002512431408 / Materialnummer: 05376780 / Alte Materialnummer: 69150001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
IR 6002	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für die Industrielle Teilereinigung	•
Oberkorb	•
Sonstiger Korb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Strebenhöhe in mm	70
Maximale Bestückungshöhe in mm	180
<b>Kapazität</b>	
Leiterplatten [Anzahl]	37
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	242
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	4,80