


E 500  
Einsatz  
zur optimalen Aufnahme von 8 Lötrahmen.



- Ausgestattet mit 8 Fächern, Abstand 53 mm

EAN: 4002512431439 / Materialnummer: 05376820 / Alte Materialnummer: 69550001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
IR 6002	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	8
Strebenabstand in mm	53
Strebenhöhe in mm	300
<b>Kapazität</b>	
Leiterplatten [Anzahl]	8
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	545
Nettogewicht in kg	2,20
Bruttogewicht in kg	3,50