


E 744  
Modul  
zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 500 - 1.000 ml.



- Mit 16 Düsen (E 352) 6 x 220 mm mit Arretierung (E 354)

EAN: 4002512591171 / Materialnummer: 05555260 / Alte Materialnummer: 69574401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	16
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	9,70
Bruttogewicht in kg	10,00