

E 746

Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 23 Pipetten.



- Geeignet für 23 Pipetten in diagonaler Anordnung
- 10 Pipetten bis 560 mm und 13 Pipetten bis 490 mm
- Strebenabstand der Halterung 20 bzw. 26 mm

EAN: 4002512591195 / Materialnummer: 05555280 / Alte Materialnummer: 69574601D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	23
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	330
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	590
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	24,60
Bruttogewicht in kg	25,00