

DOS-G2

Pumpengehäuse aus Edelstahl

mit Platz für maximal 3 Pumpen P2 zur Dosierung flüssiger Medien.

EAN: 4002512614870 / Materialnummer: 05572530 / Alte Materialnummer: 59170079D



- 12-polige Klemmleiste für einen einfachen Anschluss

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	540
Außenmaß, Nettobreite in mm	540
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540

DOS-G2

Pumpengehäuse aus Edelstahl

mit Platz für maximal 3 Pumpen P2 zur Dosierung flüssiger Medien.

EAN: 4002512614870 / Materialnummer: 05572530 / Alte Materialnummer: 59170079D



Nettogewicht [kg]	2,30
Bruttogewicht in kg	2,50