


A 18
Deckel
zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- 1 mm Drahtgeflecht, 5 mm Maschenweite, 4 mm Umlaufrahmen

EAN: 4002513118124 / Materialnummer: 05631080 / Alte Materialnummer: 69745006D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	430
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	0,37
Bruttogewicht in kg	0,55