


A 5

Abdeckung

zur optimalen Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Edelstahlrahmen mit Kunststoffnetz (Materialqualität PA 12)
- Nutzbar in O 184 und U 184

EAN: 4002513126310 / Materialnummer: 05637190 / Alte Materialnummer: 69500501D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Abdeckung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	8
Außenmaß, Nettobreite in mm	280
Außenmaß, Nettotiefe in mm	280
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	470
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,40
Bruttogewicht in kg	0,55